

HYABAK 0.15% SOLUCIÓN 10 ML



Humidifica y lubrica los ojos y las lentes de contacto

Calificación: Sin calificación

Precio
14,95 €

14,95 €

1,36 €

[Haz una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

DESCRIPCIÓN

Contiene una solución destinada para ser administrada en los ojos o en las lentes de contacto. Se prescribe:

- Para la humidificación y la lubricación de los ojos en caso de que exista sensación de sequedad o de fatiga ocular provocada por factores externos tales como el viento, el humo, la contaminación, el polvo, el calor seco, el aire acondicionado, los viajes en avión o el trabajo prolongado ante la pantalla de un ordenador.
- En el caso de aquellas personas que utilizan lentes de contacto, permite la lubricación y la hidratación de las lentes de contacto con el fin de facilitar tanto su colocación como su retirada.

COMPONENTES

Hialuronato sódico: 0,15 g

Cloruro sódico, actinoquinol, trometamol, ácido clorhídrico, agua para inyectables hasta 100 ml.

MODO DE EMPLEO

Instilar una gota en cada ojo a lo largo del día, tantas veces como sea necesario. Para las personas que utilizan lentes de contacto: instilar una gota en cada lente de contacto cuando se las coloque o se las quite y tantas veces como sea necesario a lo largo del día.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Es conveniente dejar transcurrir 10 minutos entre la administración de dos productos oculares.
Rara posibilidad de que se produzcan leves irritaciones oculares.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

Conservar a una temperatura inferior a 25°C.
No conservar el frasco abierto más de 3 meses.

ALERGIA AL LATEX

No contiene látex.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.